

Patient ID	Number of slices (3mm slice thickness)	Size of FOV [mm]	KVP	Exposure time [ms]	X-ray tube current [mA] (Quarter dose)
L008	110	360	100	500	68.8
L031	111	460	120	500	70.7
L057	118	380	100	500	78.5
L061	83	380	100	500	139.4
L072	119	340	100	500	74.1
L106	98	380	100	500	86.4
L123	127	500	120	500	135.8
L136	110	400	120	500	74.9
L205	80	320	100	500	73.4
L243	116	380	100	500	96.4
L254	107	380	100	500	65.1
L433	97	400	120	500	114.7
L541	107	350	100	500	71.7
L548	95	340	100	500	66.3
L554	122	400	120	500	93.8
L562	98	400	100	500	121.5
L581	91	380	100	500	115.7
L593	107	360	100	500	46.2
L631	104	320	100	500	55.8
L632	101	380	120	500	85.9